


Le mode d'emploi doit être appliqué en combinaison avec les informations spécifiques au produit indiquées sur l'emballage. Les gants sont vendus en une seule entité emballée dans un carton de transport. Dans le cas d'une séparation de cette entité et de la vente individuelle des produits, le vendeur est responsable de fournir le mode d'emploi avec chaque unité.

Les gants sont classés comme équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon la directive EPI (EU) 2016/425 et respectent cette directive en correspondant aux normes européennes harmonisées applicables. Ces gants sont conçus pour assurer une protection contre les produits chimiques, microorganismes et particules radioactives (le cas échéant) testés. Ces gants répondent aux normes EN/ISO indiquées sur l'emballage. Cet EPI est prévu pour un usage unique et doit être éliminé après contamination.


Explication des normes et pictogrammes

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEFGHIJKLMNOST</p>	<p>Les niveaux de performance contre la perméation sont déterminées au moyen des temps de passage (testés selon EN 16523-1:2015+A1:2018) et selon la manière suivante:</p> <p>Niveaux de performance contre la perméation selon EN ISO 374-1:2016 +A1:2018</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>240</td> <td>480</td> </tr> </table> <p>Temps de passage en minutes</p> <p>Test produits chimiques :</p> <p>A = éthanol / B = acétone / C = acétonitrile / D = dichlorométhane / E = disulfure de carbone / F = toluène / G = diéthylamine / H = tétrahydrofurane / I = acétate d'éthyle / J = n-heptane / K = hydroxyde de sodium 40 % / L = acide sulfurique 96 % / M = acide nitrique 65 % / N = acide acétique 99 % / O = eau ammoniacale 25 % / P = peroxyde d'hydrogène 30 % / S = acide fluorhydrique 40 % / T = formaldéhyde 37 %</p>	1	2	3	4	5	6	10	30	60	120	240	480	<p>Type A = temps de passage du produit chimique >30 minutes par rapport à 6 produits chimiques de la liste Type B = temps de passage du produit chimique >30 minutes par rapport à 3 produits chimiques de la liste Type C = temps de passage du produit chimique >10 minutes par rapport à 1 produit chimique de la liste</p>
1	2	3	4	5	6									
10	30	60	120	240	480									
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>La dégradation (en %) indique les modifications de la résistance à la perforation des gants après leur exposition à des produits chimiques de test.</p>													
<p>Cette information ne reflète pas la durée de protection réelle au poste de travail ni les différences entre les mélanges et les produits chimiques à l'état pur. La résistance chimique a été déterminée dans des conditions de laboratoire au moyen d'échantillons provenant de la paume du gant et s'applique uniquement aux produits chimiques testés. Les résultats par rapport aux mélanges de produits chimiques peuvent différer. Nous recommandons de vérifier si les gants sont adaptés à l'usage auxquels on les destine car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer des essais de type selon la température, l'usure et la dégradation. Pendant leur utilisation, les gants de protection peuvent présenter une résistance plus faible contre les produits chimiques en raison de modifications des caractéristiques physiques. Les mouvements, l'accrochage, la friction, la dégradation en raison du contact avec des produits chimiques etc. peuvent effectivement réduire considérablement la durée d'utilisation. Dans le cas de produits chimiques corrosifs, la dégradation peut représenter le facteur essentiel devant être considéré dans le choix de gants résistants aux produits chimiques. Contrôlez l'absence de dommages et de défauts sur les gants avant de les utiliser.</p>														
<p>ISO 374-5: 2016</p>  <p>Virus</p>	<p>Perméabilité vérifiée selon EN ISO 374-2:2019</p> <p>Résistance contre la pénétration de pathogènes transmis par le sang selon ASTM F1671/F1671M (résistance aux virus)</p> <p>Résistance contre les bactéries et les moisissures - test passé avec</p> <p>Résistance à la pénétration virale - test passé avec succès</p> <p>La perméabilité a été évaluée sous des conditions de laboratoire et s'applique uniquement à l'échantillon testé.</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Protection contre la contamination causée par des particules radioactives.</p> <p>Ces gants ne protègent pas contre les risques mécaniques</p>  <p>L'EPI est conçu uniquement pour un usage unique et ne doit jamais être utilisé plusieurs fois.</p>												
	<p>XXXX = L'organisme notifié responsable pour l'examen de type CE et du contrôle permanent de la conformité.</p>	 <p>Lisez le mode d'emploi soigneusement avant l'utilisation.</p>												
<p>EN ISO 21420:2020 - Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai</p>														

Mettre des gants




Retirer un gant de son emballage d'origine et vérifier qu'il ne soit pas endommagé.



Insérer la main et tirer la manchette sur le poignet jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Enlever les gants



Saisir l'extérieur d'un gant au niveau du poignet. Retirer le gant de manière qu'il soit à l'envers.



Tenir le gant retiré dans votre autre main. Glisser vos doigts à l'intérieur de la manchette du gant restant. Retirer le gant en le retournant sur le premier gant plié. Jeter les gants retirés.

Précautions de sécurité pour l'utilisation

Vérifiez toujours l'absence de dommages mécaniques, p. ex. des trous ou des fissures, avant d'utiliser les gants. N'utilisez pas de gants endommagés. La longueur des gants correspond au domaine d'application car le risque pour la zone du poignet peut être considéré comme étant minimal.

Composants / Composants dangereux

Certains gants peuvent contenir des composants reconnus pour pouvoir provoquer des irritations cutanées ou des réactions allergiques chez des personnes sensibilisées. Examinez les avertissements sur les emballages spécifiques. La composition est transmise sur demande.

Instructions concernant le stockage

L'espace de stockage doit être frais, sec et exempt de poussières. Évitez une ventilation excessive ainsi qu'un stockage à proximité de photocopieuses. Protégez les gants contre les sources de lumière UV telles que la lumière du soleil ou les produits oxydants. Un stockage à une température supérieure à 30 °C provoque le vieillissement accéléré et doit être évité. Stockez les gants dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, sombre et à une température entre 10 °C et 30 °C. Protégez contre l'ozone.

Instructions concernant l'élimination

Éliminez selon les réglementations en vigueur relatives au matériau des gants. Les gants contaminés par des substances chimiques doivent être éliminés selon les réglementations relatives aux produits chimiques concernés.